

CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR OXYMETRE INTEGRE - 3L/MIN Série PRIMA+

Réf.: 9F-3AW



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O² : 93% ± 3 %
- Pression O² : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 320 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 16.5 kg
- Niveau sonore : > 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

Accessoires fournis :

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O2 Adulte
- - Prolongateur d'O2 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation