

CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR OXYMETRE INTEGRE - 5L/MIN Série PRIMA+

Réf.: 9F-5AW



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O² : 93% ± 3 %
- Pression O² : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 18 kg
- Niveau sonore : face avant 49.5 dB(A), toute l'unité 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

Accessoires fournis :

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O2 Adulte
- - Prolongateur O2 - 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation