

CONTENEUR EN PLASTIQUE POUR OBJETS TRANCHANTS 3^{ème} GENERATION - 10L

Réf.: 541/28-AR-B



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Conteneurs à usage unique pour le transport et le conditionnement de déchets hospitaliers dangereux

(déchêts à haut risque, objets coupants, perforants ou tranchants)

Caractéristiques :

- Couvercle fixe non détachable
- Manche de transport
- Fabriqués en plastique très résistant aux perforations
- Plastique opaque, imperméable et résistant à l'humidité
- Fentes et entailles sur les couvercles facilitant l'extraction des aiguilles
- Empilables pour un stockage réduit et compilé

- Leur destruction par combustion ne génère pas d'émissions toxiques

Doubles Systèmes de fermetures : à glissière - à clapets

- Fermeture temporaire : Les ouvertures peuvent être ouvertes et fermées indéfiniment si pas scellées.

- Fermeture permanente : En faisant pression sur les quatres coins des ouvertures,empêchant

toutes fuites accidentelles,

les conteneurs sont ainsi scellés de façon définitive jusqu'à leur destruction par combustion