

COUSSIN "KALLI- HR" MOUSSE POLYURETHANE HR-40x40x8CM

Réf.: 04/294

Pharmaouest
PREVENTIX

Nous
consulterDhs
Brut TTC



Caractéristiques:

"**KALLI- HR**" de par sa forme ergonomique, contribue à l'amélioration des postures sur le long terme

- Mousse polyuréthane Haute Résilience Mousse HR : 37 kg/m³
- Housse Pharmatex : Jersey avec dessous antiglisse
- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm