

## DEBITMETRE D'OX2 MURAL A BILLE ET HUMIDIFICATEUR

Réf.: S906C-F



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

#### **CE "TYPE AFNOR"**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/Min
- Flacon humidificateur capacité : 200 ml

#### **Description :**

- Le débitmètre mural sert à régler le débit d'un gaz à administrer aux malades par voies respiratoires