

DEFIBRILLATEUR TRAINER - SAVER ONE T

Réf.: SVT-B0959



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Le défibrillateur SAVER ONE T AED Trainer est un appareil de simulation de DEA intelligent et facile à

utiliser, qui permet à de nombreux intervenants de s'entraîner simultanément de manière réaliste.

C'est un appareil qui ne provoque pas de choc et qui suit les opérations 1-2-3 du défibrillateur Saver One. Il

guide les intervenants à l'aide de messages vocaux en plusieurs langues, en commençant par l'analyse de

l'ECG jusqu'au choc et à la réanimation cardio-pulmonaire.

Pré-configuré avec 10 scénarios de sauvetage réalistes et 4 scénarios entièrement personnalisables,

pouvant être sélectionnés à l'aide d'une télécommande sans fil.

Équipé d'une batterie rechargeable garantissant 20 heures de fonctionnement.

Plus facile que jamais :

télécommande infrarouge pour rechercher et mettre en pause les scénarios

Fonctionnement continu :

20 heures avec la batterie rechargeable ou 30 jours en mode veille

Multilingue :

sélection de 1 à 2 langues

SAVER ONE T AED Trainer est livré avec :

- 1 mallette de transport en nylon
- 2 paires de coussins d'entraînement
- 1 câble pour les électrodes
- 1 télécommande
- 1 batterie rechargeable
- 1 chargeur intelligent