

## DOPPLER FOETAL ULTRA-SONIC 'SONOLINE-C'

Réf.: SANOLINE-C



**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Affichage sur écran du rythme cardiaque fœtal
- Sonde détachable
- Ecran de 1.77"

### **Fréquence cardiaque fœtale : FCF**

Intervalle : 50 BPM ~ 240 BPM

Résolution : 1 BPM

Précision :  $\pm 2$  BPM

**Modes d'affichage possibles :**

- Affichage en temps réel de la FCF
- Affichage de la moyenne de la FCF
- Affichage de la moyenne de la FCF sur une durée choisie
- Consommation d'énergie :  $< 1$  W
- Alimentation :deux piles alcalines 1.5 V DC
- Voyant rouge lorsque la valeur FHR est anormale
- Indicateur du niveau de batterie
- Mise hors tension : 1 minute sans utilisation
- Dimensions : 135 x 92 x 29 mm
- Poids : 245 g