

DOPPLER FŒTAL AVEC SONDE DETACHABLE 2 Mhz

Réf.: BABYSOUND C1

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Image illustrative



Caractéristiques:

- Affichage sur écran du rythme cardiaque fœtal
- Sonde détachable
- Ecran de 1.77"
- livré avec sonde détachable 2Mhz
- Haut-parleur intégré
- Dimensions : 135 x 92 x 29 mm
- Poids : 245 g

Fréquence cardiaque fœtale : FCF

- Intervalle : 50 BPM ~ 240 BPM
- Résolution : 1 BPM
- Précision : ± 2 BPM

Modes d'affichage possibles :

- Affichage en temps réel de la FCF
- Affichage de la moyenne de la FCF
- Affichage de la moyenne de la FCF sur une durée choisie
- Consommation d'énergie : < 1 W
- Alimentation :deux piles alcalines 1.5 V DC
- Voyant rouge lorsque la valeur FHR est anormale
- Indicateur du niveau de batterie
- Mise hors tension : 1 minute sans utilisation