

ECHOGRAPHE PORTABLE SANS IMPRIMANTE NI CHARIOT

Réf.: JA21355



CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

L'échographe **CONTEC** est un échographe avec large écran LCD- haute résolution.

Adapté pour l'examen abdominal, obstétrical, gynécologique, cardiologique, urinaire...

- Clavier pliable et trackball pour une utilisation rapide, pratique et flexible
- Sortie vidéo PAL-D pour une connexion vers des imprimantes externes
d'image vidéo, des grands écrans et autres appareils
- Port USB haute vitesse pour un transfert de l'image en temps réel vers un PC et Stockage

USB

- Modes d'affichage : B, 2B, 4B, BM, M, BM/M
- Affichage : 250 mm de profondeur
- Mécanisme électronique de mise au point : le nombre et la position peuvent être ajustés
- Traitement d'images numérique, affichage de caractères (date, heure, docteur, âge ...)
- Port : USB, Vidéo
- Mesure de la distance, la circonférence, la superficie, le volume
la fréquence cardiaque, GA, FW, EDD
- Type de protection contre les chocs électriques : périphérique de type I ;
- Degré de protection contre les chocs électriques : Partie appliquée de type B
- Tension de fonctionnement : AC 100 V~240 V
- Fréquence de fonctionnement : 50Hz/ 60Hz
- Consommation électrique : 100 VA
- * Sans imprimante ni chariot

Caractéristiques physiques :

- Dimensions : 300 (L) × 200 (l)×300 mm(H)
- Poids : 6,4 kg

Accessoires fournis :

- Sonde convexe 3.5 MHz
- Manuel d'utilisation
- Ligne d'alimentation
- Fusible tube 2
- Câble USB haute vitesse
- Logiciel (CD)