

## FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE DIA 3

Réf.: SKE-133

**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Fauteuil de Dialyse électrique en simili cuire couleur Bleue

### Paramètres Techniques Principaux :

<b>Dimensions du fauteuil</b> mm	1800 x750
<b>Hauteur réglable</b> mm	(500-550) à (660-720)
<b>Section dorsale</b> mm	770x580

<b>Siège</b> mm	470x580
<b>Repose-jambes</b> mm	400x540
<b>Repose-pieds</b> mm	460x230
<b>Accoudoirs</b>	500x180 mm
<b>Accoudoirs rotatifs</b>	0° - 270°
<b>Accoudoirs détachables</b>	
<b>Epaisseur matelas (assise)</b> mm	80
<b>Relève buste</b>	0°-70°
<b>Relève jambe</b>	20°-75°
<b>Roues à freins, d=7.5cm</b>	4 pcs

### Configuration Technique :

<b>Télécommande</b>	1 pc
<b>Ligne électrique</b>	1 pc
<b>Roues silencieuses, à freins</b>	4 pcs
<b>Petite Table à manger</b>	380 x 280 mm
<b>Fonction RCP</b>	

### Paramètres Electriques :

<b>Voltage d'Alimentation</b>	100-240V
<b>Fréquence</b>	50/60Hz