

FAUTEUIL SCOOTER ELECTRIQUE CAREMAX-140

Réf.: FS-0140

Caremax

**Nous
consulterDhs**

Net TTC



Caractéristiques:

Fauteuil Scooter Electrique - Adulte

- Guidon manette orientable à 2 rétroviseurs
- Contact à clé de mise en marche
- Claxon d'alarme
- Siège+ Dossier Véhicule confortables
- Siège réglable en hauteur
- Dossier ajustable
- Accoudoirs Escamotables
- Roues en CC
- Pneus Tubeless
- Scooter avec feu de conduite
- Reflecteurs de lumière arrières et devant

- Capacité : 110 kg Max.
- Distance : 20 Km
- Autonomie 2 batteries : 5 heures
- Dimension Ext. : L/102 - P/65 - H/99cm
- AC 220V