

FAUTEUIL ELECTRIQUE DE VOYAGE LUXE ERGO EN ALUMINIUM

Réf.: D130FL



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Cadre en aluminium léger, pliable et portable
- Electrique et manuel
- Accoudoirs fixes, repose-pieds rabattables
- Batterie amovible, lampe intégrée, port USB

Spécifications :

- Moteur : 2 x 130 W
- Batterie : Lithium DC 24V 12Ah
- Vitesse max : 6 km/h – Autonomie : jusqu'à 20 km
- Siège : 42 cm (largeur) – 46 cm (hauteur)
- Roues : Avant 8" – Arrière 12"

- Poids : 21 kg - Charge max : 100 kg