

FAUTEUIL LIT POUR ACCOMPAGANT

Réf.: SKE001-13

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Dimensions du fauteuil : 750 x 710 x 430 mm
- Dimensions du fauteuil mesure du sol : 940 x 710 x 430 mm
- COUSSIN D'ASSISE : 560 x 570 x 100 mm
- COUSSIN DU DOSSIER : 740 x 560 x 100 mm•
- Structure interne : tube en époxy
- Fonction : ressorts télescopiques intégrés, conception à positionnement automatique
- Rembourrage du coussin : mousse densité 36,
- Revêtement : Revêtement en similicuir PVC, accoudoirs en bois massif ;
- Roulettes : 2 roulettes silencieuses avec frein de 7.60 cm, 4 roulettes silencieuses de 3.80cm ;
- Charge maximale : 200 kg ;