

FAUTEUIL ROULANT BASIC EPOXY ADULTE - YUWELL

Réf.: SW01

yuwell

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Poids : 15,5 kg
- Cadre : Acier robuste
- Dossier en toile
- Accoudoirs fixes
- Repose-jambes détachables
- Pneus : **Roues arrière à rayons équipées de pneus gonflables à chambre à air, avec cerceaux de propulsion ergonomiques.** Roue avant pivotante pleine en PU avec jante en plastique injecté.
- Freinage : Frein de stationnement manuel à levier poussoir
- Poids : Net 15,5 kg / brut : 17,3 kg
- Capacité maximale : 100 kg

- **Dimensions du fauteuil ouvert** : 103 cm (Longueur) × 62 cm (Largeur) × 91 cm (Hauteur)
- **Dimensions du fauteuil plié** : Largeur : 29 cm
- **Assise** : 46 cm (Largeur) × 40 cm (Profondeur) × 52 cm (Hauteur du sol)
- **Dossier** : 40 cm (Hauteur) × 41 cm (Largeur)
- **Diamètre roues** : Avant : 17,8 cm (7 pouces) // Arrière : 61 cm (24 pouces)
- Livré avec sangle de maintien d'utilisateur et de jambes