

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE IMC - ADULTE

Réf.: JX123GC



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE

- Fauteuil roulant électrique pour Adulte
- Armature en Epoxy : Grise
- Dimensions Ext. : 102 x 67 x 113cm
- Capacité max.: 110kg
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds en plastique démontables et réglables en extension
- Repose nuque réglable & orientable
- 1 Sangle de maintien
- Dossier inclinable par système hydraulique sur un coté
- Assise et dossier en toile noire rembourrée

- Assise : 45x43 cm
- Modes : Manuel et automatique
- Vitesse réglable : 0 à 6 Km/h
- Voltage moteur 24 VDC x 2
- Puissance : 200 W
- Batterie : 50A/230V
- Freinage : automatique
- Distance : 20 Km / Autonomie : 5 H
- Port Charge : AC 220V (2 Batteries)
- Pneus arrière tubeless diam. 33cm
- Pneus devant tubeless diam. 21cm
- 2 feux devant oranges à interrupteur avec 2 ampoules
- Manette modulable fixée sur accoudoir à système rétractable
- Poids: 62.8 kg