

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE MAGIC

Réf.: FS-0129

Caremax

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

A PROPULSION POSITION DEBOUT

- Armature en Epoxy
- Dimension Ext. : 1 150 x 1 050mm
- Capacité max. : 100 kg
- Assise : 44 x 44 cm en voile noire
- Vitesse : 0 à 7 Km/H
- Voltage moteur 168Wx2
- Commande électrique pour mobilité et pour propulsion en position debout
- Accoudoirs escamotables
- Reposes pieds démontables
- 4 sangles de fixation

- Feux avant et arrière
- Freins arrêt sur roues arrières
- Pneus devant non gonflables tubeless
- Pneus arrière non gonflables tubeless
- 2 roues d'équilibre
- Roues devant Ø 15 cm - Arrières Ø 30 cm
- Manette fixe sur accoudoir à système rétractable
- Autonomie: 3 heures
- Portée: 100 kgs
- Poids: 62.8 kgs