

## FAUTEUIL ROULANT BASIC EPOXY STANDARD ADULTE

Réf.: H007

**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Fauteuil Roulant Pliable - Adulte
- Reposes pieds réglables en hauteur à vis
- Armature en Epoxy
- Dossier avec assise en toile couleur rouge ou noire
- Sangle de maintienLargeur de l'assise 47 cm
- Freins arrêt sur roues arrières
- Reposes pieds fixes et pliables en plastique
- Repose jambe en toile
- Pneus tubeless
- Roues : arrière: 58 cm / devant: 18 cm
- Disponible en : Noir - Rouge