

FAUTEUIL ROULANT ADULTE 'BASIC CHROME'

Réf.: JX873



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Armature Chromée adulte
 - Reposes pieds fixe et pliable en Aluminium.
 - Accoudoirs fixes
 - Dossier avec assise en simili Cuir rembourré couleur bleue
 - Assise 46cm
 - Freins arrêt sur roues arrières
 - Roues : arrière : 58 cm / devant : 20 cm--TUBLESS
 - Poids : 17 kg brut/15.50kg Net
 - capacité : 100 kg
- Dimension Ext. : 107x62x88 cm