

FAUTEUIL ROULANT ADULTE 'BASIC EPOXY'

Réf.: JX-875



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Armature en Epoxy de couleur noire
- Dossier et assise en simili cuir noire
- Accoudoirs fixes
- Largeur de l'assise 46 cm
- Freins arrêt sur roues arrières
- Reposes pieds fixes et pliables en plastique
- Roues : arrière : 58cm / devant: 20 cm-- tubeless
- Poids : 15,5 kg /17 brut
- capacité : 100 kg

Dimension Ext. : 108x63x87 cm