

FAUTEUIL ELECTRIQUE AMORTI +

Réf.: JX-033



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Armature en Epoxy couleur Grise.
- Cadre fixe avec 02 amortisseurs
- Dimension Ext.: 100x 65 x 98 cm
- Assise en toile noire rembourrée de 46 cm
- + coussin détachable à velcro
- Dossier inclinable à 9 positions par système à vis
- Sangle de fixation thoracique
- Accoudoirs détachables, réglables en hauteur
- Repose pieds détachables (système de fixation en plastique)
- Pneus (arrières: 32 et devant: 20) : tubeless
- Manette rectractable.
- 2 feux devant oranges à interrupteur avec 2 ampoules

- 2 petites roues d'équilibrage
- puissance moteur 200Wx2
- Batterie : 28 AH x 2
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Vitesse : 1 à 7Km/H
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 62.8 kg NET/ 70.8 kg Brut