

FAUTEUIL ELECTRIQUE - PREMIUM 2

Réf.: JX011A



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Modèle avec double usage : Electrique et Manuel
- Armature en Epoxy couleur grise
- Cadre pliable
- Dimension Ext.: 108 x 71 x 96 cm
- Assise en toile noire de 46 cm
- Vitesse : 1 à 7 Km /H
- puissance Moteur 200Wx2
- Freins arrêt sur roues arrières
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Batterie : 28 AH x2
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds en aluminium détachables

- Dossier pliable
- 1 sangle de fixation thoracique
- Pneus (arrières: 53 et devant: 18) : tubeless
- Manette rétractable
- 2 petites roues d'équilibrages
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 61.2 kg NET/ 67.8 kg Brut