

## FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE - COLORIS

Réf.: JX-890LA-46



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Fauteuil roulant en aluminium cadre pliable (rouge-vert-orange)
- Dossier pliable en toile noire
- Assise en toile noire de 46 cm
- Accoudoirs escamotables
- Reposes pieds fixe en plastique
- Roues devant tubeless : 15cm
- Roues arrière gonflable : 60cm
- freins à main sur roues arrière.
- Coussin de siège amovible Fixation à velcro
- Dimension Ext.: 106x 66 x 95 cm
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 12.10kgs net/ 14.5 kg brut