

FAUTEUIL ELECTRIQUE VERTICALISATEUR

Réf.: JX049



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Fauteuil roulant verticalisateur électrique à traction avant

Fonctions de position debout

- Armature en Epoxy couleur noir
- Assise en toile rembourrée et prédécoupée noire : 46 cm
- Dimension Ext.: 100 x 62 x 105cm
- Dossier détachable
- Vitesse : 1 à 7 Km /H
- Puissance moteur 200Wx2
- Batterie : 28 AH X2
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Commande électrique pour mobilité et pour propulsion en position debout
- Manette rectractable.

- Accoudoirs relevables + 01 poignet d'appui
- Reposes pieds fixes
- Support fixation jambe détachable et réglable en hauteur
- 2 sangles de fixation thoracique
- Pneus devant et arrière tubeless
- Roues devant Ø 20 cm - Arrières Ø 32 cm
- 4 petites roues d'équilibre et d'appui (devant/arrière)
- Capacité max.: 110 kg
- Poids: 71 kg NET/ 85 kg Brut