

## GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES SIMILI CUIR

Réf.: AS-01

**FRAC-CARE**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Kit de 4 attelles rigides ambidextres et 2 supports:  
Immobilisation des bras et jambes, avec bandage et support bras
- Attelles en PVC à sangles / Revêtement en simili cuir
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac

Marque : **FRAC-CARE**