

GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES EN PVC

Réf.: AS-02

FRAC-CARE

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Kit de 6 attelles rigides ambidextres:
Immobilisation des bras, jambes, coude et avant-bras
- Attelles en mousse + sangles latérales
- Matière : Plastique souple et flexible - EVA (Ethylène Acétate de Vinyle)
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac

Marque : **FRAC-CARE**