

GUERIDON EN INOX 2 PLATEAUX

Réf.: JDFE01-2



K 凯瑞杰德®
KAIRUIJIEDE

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC

Caractéristiques:

- Ossature fixe en tube rond Inox
- 2 Plateaux en Inox avec rebords et manches de guidage
- 6 portes pissette amovible adaptable à 250ml
- 4 roues en ABS, dont 2 à freins
- Dimensions avec manche de guidage: 790 x 470 x 880 mm
- Dimensions sans manches: 790 x 470 x 700 mm