

GUERIDON EN INOX 3 PLATEAUX AVEC TIROIR

Réf.: JDFE06



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Ossature fixe en tube rond Inox
- 3 Plateaux chromés avec rebords et un tiroir
- Manches de guidage
- 4 roues en ABS, dont 4 freins
- Dimensions :
 - 1^{er} plateau : 54.5cmx31cm
 - 2eme plateau : 54.5 cmx41cm
 - 3eme plateau : 54.5 cmx41cm

Hauteur avec manche de guidage : 93.cm