

## GUERIDON EN INOX 3 PLATEAUX AVEC TIROIR

Réf.: JDPE06

**K** 凯瑞杰德®  
KAIRUIJIEDE

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Ossature fixe en tube rond Inox
- 3 Plateaux chromés avec rebords et un tiroir
- Manches de guidage
- 4 roues en ABS, dont 4 freins
- Dimensions :
  - 1<sup>er</sup> plateau : 54.5cmx31cm
  - 2eme plateau : 54.5 cmx41cm
  - 3eme plateau : 54.5 cmx41cm

Hauteur avec manche de guidage : 93.cm