

## HARNAIS POUR FAUTEUIL ROULANT

Réf.: 7/1775



**Pharmaouest**  
PREVENTIX

**Nous**  
**consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

De par sa conception, le harnais d'immobilisation, constitué de sangles acromio-claviculaires et d'une ceinture contour abdomen, évite l'affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l'avant

- Sangle de fixation au fauteuil en polypropylène
- Ceinture contour abdomen
- Deux sangles acromio-claviculaires
- Taille unique / Long. totale 155 cm