

## HOLTER RYTHMIQUE 12 PISTES

Réf.: TLC5000



**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Le Holter est un dispositif qui capte l'activité électrique du cœur et l'enregistre en continu sur un support numérique - enregistrement de l'ECG sur une période de 24 heures.

#### **Caractéristiques :**

- Affichage : 12 pistes
- Temps d'enregistrement : 24 H
- Interface : USB 2.0
- Précision d'échantillonnage : 12 Bit
- Alimentation : 2 Piles alcalines
- Niveau Sonore : 30< dB
- CMRR : >60 dB

- Vitesse de Scan : 25 mm/s
- Caractéristiques de basse fréquence:
- Constante de temps > 3.2s
- Sensibilité standard : 10mm/mV  $\pm$  5%
- Voltage : 1mV  $\pm$  5%
- Dimensions : 111 x 60 x 25 mm
- Poids Net : 105 g

**Accessoires fournis :**

- Câble de plomb - Sachet d'électrodes - Câble USB - Clé USB
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation