



## **HOLTER RYTHMIQUE 12 PISTES**

Réf.: TLC5000





Brut TTC



## **Caractéristiques:**

Le Holter est un dispositif qui capte l'activité électrique du cœur et l'enregistre en continu sur un support numérique - enregistrement de l'ECG sur une période de 24 heures.

## **Caractéristiques:**

• Affichage : 12 pistes

• Temps d'enregistrement : 24 H

• Interface : USB 2.0

Précision d'échantillonnage : 12 Bit
Alimentation : 2 Piles alcalines

• Niveau Sonore: 30< dB

• CMRR : >60 dB

- Vitesse de Scan : 25 mm/s
- Caractéristiques de basse fréquence:
- Constante de temps > 3.2s
- Sensibilité standard : 10mm/mV ± 5%
- Voltage : 1mV ± 5%
- Dimensions : 111 x 60 x 25 mm
- Poids Net : 105 g

## **Accessoires fournis:**

- Câble de plomb Sachet d'électrodes Câble USB Clé USB
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Etui pour Holter Manuel d'utilisation