

HOLTER TENSIONNEL PORTABLE

Réf.: ABPM50

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Monitoring tensionnel continu sur 24 heures

Le Holter tensionnel **ABPM50 mesure la tension artérielle par méthode oscillométrique.**

- Design ergonomique et portable
- Facile d'utilisation
- Ecran : LCD couleur de 2.4 pouces
- Méthode : oscillométrique
- Mode : manuel / automatique
- Plage de mesure : Adulte 0 - 290 mmHg ; SYS : 40 - 270 mmHg ; DIA : 10 - 215 mmHg
Pédiatrique 0 - 235 mmHg ; SYS : 40 - 200 mmHg ; DIA : 10 - 150 mmHg
Néonatal 0 - 140 mmHg ; SYS : 40 - 135 mmHg ; DIA : 10 - 100 mmHg

- Précision d'affichage : 1 mmHg
- Protection de surpression : Adulte 295 ± 5 mmHg ; Pédiatrique 240 ± 5 mmHg ; néonatal 145 ± 5 mmHg
- Mémoire : 350 prises de mesures
- Logiciel pour analyse de données
- Listes de prises de mesures - BPM - PR
- Graphs analytiques des prises de mesures
- Deux unités de mesures : mmHg / kPa
- Compatible avec : Adulte / Enfant / Nouveau-né

Accessoires fournis :

- Brassard pour prise de mesure tensionnelle Adulte
- Câble de plomb - Câble USB
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation