

INCUBATEUR NEONATAL SUR ROULETTES

Réf.: EcoLa3000



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Écran LCD 8"
- Contrôle température air et cutané par servo-contrôle
- Système d'humidification intégré (30 % à 95 %)
- Inclinaison du matelas $\pm 12^\circ$
- Double paroi frontale et arrière + rideau d'air
- Tiroirs rotatifs à 360°
- Alimentation AC + Batterie DC 12V
- Alarmes : surchauffe, coupure, capteurs, défaut circulation
- Potence à sérum + étagère
- Sorties auxiliaires x3

Accessoires fournis :

- 2 sondes de température
- 2 filtres à air
- Cordon secteur + câble de terre
- Manuel utilisateur

Modules disponibles en option :

- Contrôle O₂ servo (21-65%)
- Sondes Jetables et Filtres à air
- Cassette radiologique
- Spo₂ (saturation oxygène)
- Matelas gel
- Réservoir humidité autoclavable
- Photothérapie LED
- Balance bébé intégrée et Réglage hauteur électrique - avant fabrication