

## LAMPE D'EXAMEN MOBILE - 20 000 LUX (1M)

Réf.: YD150-LED

HFMED®

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Intensité lumineuse : 20 000 LUX - à 1 M / 30 000 lux - à 0,5 M
- Température de couleur : 4 800±200 K
- Irradiance totale : 380 W/ m<sup>2</sup>
- Diamètre du champ lumineux : 100 mm
- Alimentation électrique : AC 220V / 50Hz-60Hz
- Puissance nominale de l'ampoule : 3.3 / 3 W