

## LAMPE D'EXAMEN MOBILE - 26 000 LUX (1M)

Réf.: HF-FS LED

HFMED®

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Intensité lumineuse : 26 000 lux - à 1 M / 50 000 lux - à 0,5 M
- Température de couleur : 6 000±500 K
- Irradiance totale : 380 W/ m<sup>2</sup>
- Diamètre du champ lumineux : 80-150 mm
- Alimentation électrique : AC 220V / 50Hz-60Hz
- Puissance nominale de l'ampoule : 12V / 3000 MAH