

## LAMPE INFRA ROUGE ROULTE MINUTERIE 400WAT

Réf.: YSHT-2



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

La chaleur de cette lampe infrarouge est très confortable, elle pénètre profondément la peau et stimule ainsi la circulation sanguine. Cette chaleur soulage ainsi la douleur des muscles et articulations.

#### **Caractéristiques techniques :**

- Voltage: 220
- Minuterie manuelle réglable : 0 - 60 Minutes
- Lampe rotative à 360 °
- Ampoule céramique
- Hauteur de la tige réglable de 100 à 135 cm
- 4 roues pour déplacement facile