

LARYNGOSCOPE FIBRE OPTIQUE 'ASP' 4 LAMES

Réf.: 21-200-41



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- **Laryngoscope à Fibre Optique** pour l'**Intubation Trachéale**, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :
- Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope
- Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation ;
 - * Lames courbées (de type : **Macintosh**) fournies dans le coffret :N° 1, 2, 3 et 4

Caractéristiques techniques :

- Une poignée en Inox, surface striée antidérapante
- Système de verrouillage par roulement à bille ;
- Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ;

- Source lumineuse étanche à LED pour un éclairage fiable et optimal ;
- Guide lumineux à fibre optique sur la lame du laryngoscope ;
- Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ;
- Les lames ainsi que les manches sont conformes à la norme ISO 7376 Standard.