

## LARYNGOSCOPE MCINTOSH "ASP" 4 LAMES

Réf.: AK-200-41



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Laryngoscope pour l'**Intubation Trachéale**, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :
- Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope ;
- Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation ;
- \* Lames courbées (de type : **Macintosh**) fournies dans le coffret :N° 1, 2, 3 et 4

### Caractéristiques techniques :

- Une poignée en Inox, surface striée antidérapante
- Système de verrouillage par roulement à bille ;

- Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ;
- Ampoule du laryngoscope à lumière LED (blanche) ;
- Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ;
- Les lames ainsi que les manches sont conformes à la norme ISO 7376 Standard.