

LARYNGOSCOPE MILLER "ASP" 3 LAMES

Réf.: 22-200-31



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Laryngoscope pour l'**Intubation Trachéale**, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :
- Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope
- Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation ;
- * Lames droites (de type : **Miller**) fournies dans le coffret :N° 0, 1 et 3

Caractéristiques techniques :

- Une poignée en Inox, surface striée antidérapante ;

- Système de verrouillage par roulement à bille ;
- Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ;
- Ampoule du laryngoscope à lumière LED (blanche) ;
- Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ;
- Les lames ainsi que les manches sont conformes à la norme ISO 7376 Standard.