

LIT ELECTRIQUE 3 FONCTIONS SUP 3

Réf.: JDC03-3



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Moteur électrique DAILYMAG MOTOR
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 35 cm (4 pcs)
- Télécommande (1 pc)
- affichage de l'inclinaison sur les ridelles

- Potence télescopique à 2 crochets (1 pc)
- Crochets pour poches à urine
- Roues en ABS silencieuses de 12.cm de diamètre, dont 4freins

3 Fonctions :

- Relève Buste : 70 °
 - Relève Jambe : 15 °
 - Réglage en hauteur : 430-700 mm
-
- Dimensions : 2000 x 890 x 500-700 mm