

## LIT ELECTRIQUE À 3 FONCTIONS

Réf.: A6k

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Moteur électrique (3 pcs)
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- Télécommande (1 pc)
- Potence télescopique à 4 crochets (1 pc)
- Supports Potence
- Crochets pour poches à urine (4 pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 12.5 cm de diamètre, à freins
- Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
- Portée : 200 Kg
- Dimensions Ext. : 2100 x 910mm

- Dimensions Int. : 1980 x 830mm

### **3 Fonctions :**

- Relève buste :  $0^{\circ} \pm 75^{\circ}$
- Relève jambe :  $0^{\circ} \pm 35^{\circ}$
- Réglage de la hauteur: 420-710mm