

LIT ELECTRIQUE 5 FOCTIONS SUPRA 5

Réf.: JDC01-7

K 凯瑞杰德®
KAIRUIJIEDE

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Moteur électrique DAILYMAG MOTOR
 - Structure en Epoxy
 - Télécommande (1pc)
 - affichage de l'inclinaison sur les ridelles
 - Cadre de lit en tubes rectangulaires en acier
 - Tête et pieds de lit en ABS amovibles
 - Roues ABS silencieuses (dont 4 freins); de 12cm
 - Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 30cm (4pcs)
 - Potence amovible à 4 crochets
 - Crochets pour poches à urine
- 5 Fonctions :

- Relève Buste : 50°
 - Relève Jambe : 15°
 - Réglage en hauteur : 530-700 mm
 - Trendelenburg 12°
 - Trendelenburg Inversé 12°
- Dimensions : 2000 x 890 x 530-700 mm