

LIT HOPITAL MECANIQUE SERIMA 4

Réf.: V4w

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

LIT HOPITAL MECANIQUE A 3 FONCTIONS

- Tête et pied de lit en plastique ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- 4 roues en ABS silencieuses de 12 cm, dont 4 à freins
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- 1 Potence en Inox amovible à 4 branches
- Crochets pour poche à urine

4 Fonctions :

- Relève buste réglable par manivelle
- Soulève jambe réglable par manivelle
- Réglable en hauteur par manivelle

- Trendelenburg 12°
- Trendelenburg Inversé 12°

Dimensions : 2130 x 1020 x 475-800 mm