

## LIT HOPITAL MECANIQUE SERIMA 2

Réf.: JDC09-1



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### LIT HOPITAL MECANIQUE A 2 FONCTIONS

- Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- 4 Roues en ABS, dont 4 à freins
- Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 35 cm (2 pcs)
- Potence en Inox amovible à 2 branches
- Crochet pour poche de drainage amovible

#### 2 Fonctions :

- Relève buste réglable de 0 à 90° par manivelle
- Soulève jambe réglable de 0 à 45° par manivelle

Dimensions : 1970 x 890 x 500 mm

\*Hauteur Fixe