

LIT MECANIQUE JUNIOR

Réf.: X03-1

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

LIT HOPITAL MECANIQUE AVEC MATELAS

- Lit mécanique avec matelas, pour enfant à une manivelle
- Structure du lit en Epoxy
- Matelas en mousse HR à 2 sections, flexible et Waterproof
- Réglable du relève buste par manivelle de 0 à 85°
- Roues en ABS à freins , d'un diamètre de 10 cm
- Crochets pour poches de drainage (2pcs)
- Potence télescopique à 4 crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Ridelles en Epoxy rabattables, de 45 cm de hauteur

Dimensions matelas : 1450 x 650 x 110 mm

Dimensions du lit (avec ridelles): 1500 x 670 x 990 mm