

## LIT HOPITAL MECANIQUE

Réf.: A2k

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **LIT HOPITAL MECANIQUE A 2 FONCTIONS**

- Structure en Epoxy
- Manivelles (2 pcs)
- Tête et pied de lit en ABS amovibles
- Roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins (4 pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables, H.36cm (2 pcs)
- Potence télescopique à 4 crochets (1 pc)
- Crochets pour poche de drainage (2 pcs)
- Support pour fixation de potence (4 pcs)

#### **2 Fonctions :**

- Relève buste réglable de 0-75° ( $\pm 10^\circ$ ) par manivelle

- Soulève jambe réglable de 0-35° ( $\pm 10^\circ$ ) par manivelle  
Dimensions : 2000 x 860 x 500 mm