


LIT HOPITAL MECANIQUE 3 FONCTIONS

Réf.: V3V

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Manivelle manuelle 3 pièces
- Roulettes couvertes de 5 pouces 4 pièces
- Garde-corps latéraux PP extra-haut
- Extrémités de lit PP avec verrouillage sécurisé et roues pare-chocs Ø65
- Plateforme de lit PP avec retenue de matelas intégrée
- Potence amovible à 4 crochets
- 4 emplacements pour potence
- 2 Crochets de drainage

Paramètres techniques :

- Plateforme du matelas : 1925 x 900 mm
- Charge de travail sécurisée : 200 kg

- Ajustement de la hauteur : 430-740 mm
- Inclinaison du dossier : 0-73° ($\pm 5^\circ$)
- Inclinaison de la jambe : 0-38° ($\pm 5^\circ$)
- Indicateur d'angle : 0-90°
- Dimensions externes (L x l) : 2130 x 1025 mm