

## LIT HOPITAL MECANIQUE SERIMA 3

Réf.: JDC04-5



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **LIT HOPITAL MECANIQUE A 3 FONCTIONS**

- Tête et pied de lit en plastique ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- 4 roues en ABS silencieuses de 12 cm, dont 4 à freins
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- 1 Potence en Inox amovible à 4 branches
- Crochets pour poche à urine

#### **3 Fonctions :**

- Relève buste réglable par manivelle
- Soulève jambe réglable par manivelle
- Réglable en hauteur par manivelle

Dimensions : 1970 x 890 x 490-720 mm