

LIT SIMPLE MECANIQUE CREMA

Réf.: KA-0220

Shanghai
SUMBOW



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Ossature tube carré en Epoxy
- 4 roues, dont 2 avec freins
- Tête et pied du lit en Inox et bois démontables en tube rond

1 Fonction :

- Relève buste réglable par crémaillère sur 5 niveaux de 0 à 80°

Dimensions : 1900 x 900 x 500 mm

*Hauteur Fixe de 50 cm