

LIT SIMPLE MECANIQUE MANIVO

Réf.: SK0057-1



SAIKANG / Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Ossature tube Carré en Epoxy, à 2 plans (1 pc)
- Roues avec cache en plastique, dont 2 avec freins (4pcs)
- Potence télescopique en Inox amovible à 4 branches à 4 crochets en plastique (1 pc)
- 02 crochets à vis pour poches à urine
- Tête et pied du lit en tube rond Inox démontables, couleur bleue en bois lamifié
- 1 Fonction :
 - Relève buste réglable à 90° par manivelle en matière chromé
- Dimensions : 1950 x 900 x 510mm